




**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-IN-039

Versión: 03

2024/05/16

INGENIERÍA

PRODUCTO	Caja isotérmicas			
MARCA	M&G			
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0027449			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA			
		EMO	TS 04C 200 / 4CTHERM	

DESCRIPCIÓN

Caja isotérmicas para el transporte y almacenamiento de hemocomponentes, órganos y partes de órganos, fluidos o tejidos corporales. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas. Etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	EMO 03 PP	EMO 06 PP
Dimensiones caja	Internas 220 x 165 x 160 mm / Externas 300 x 260 x 220	Internas 500 x 300 x 250 mm / Externas 620 x 400 x 350 mm
Dimensiones pila	210 x 130 x 40 mm	380 x 215 x 26 mm
Material de construcción	Bolsa exterior: Polietileno expandido, bolsa caja interior: polipropileno expandido, manijas: poliéster	
Material de construcción pila	HDPE	
Tiempo de almacenamiento	Vida en frío de hasta 13 horas	Vida en frío de hasta 18 horas
Peso	0.80 Kg	2.90 Kg
Peso pila	720 g	2.3 Kg
Capacidad	2 bolsas de 500ml o 4 bolsas de 250ml	20 bolsas de 500ml o 50 bolsas de 250ml
Volumen	6L	37.5L
Temperatura	2°C a 8°C	
Tamaño estabilizador	650 ml	2000 ml

ACCESORIOS

EMO 03 PP: 1 caja isotérmica + 2 estabilizadores (TS 04C 650) + 1 indicador de temperatura (4CTHERM)
EMO 06 PP: 1 caja isotérmica + 2 estabilizadores (TS 04C 2000)+ 1 indicador de temperatura (4CTHERM)

OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

CONDICIONES

Garantía	1 mes
-----------------	-------