



## FORMATO FICHA TÉCNICA



Código: FM-GC-

012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

<b>PRODUCTO</b>	Pipetas serológicas		
<b>MARCA</b>	Genfollower		
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A		
		<b>YSPS05-1</b>	<b>YSPS25-1-1</b>

## DESCRIPCION DEL EQUIPO

Las pipetas serológicas permiten transferir líquidos, vienen con una graduación en el costado, lo que facilita la medición de cantidades precisas. Aplicación: mezclar suspensiones celulares, reactivos y productos químicos.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	YSPS05-1	YSPS25-1-1
<b>Volumen</b>	5ml	25ml
<b>Dimensiones</b>	(Al.) 35 cm	(Al.) 34.4 cm
<b>Filtro</b>	El filtro logra prevenir la contaminación cruzada	
<b>Material de fabricación</b>	Poliestireno	
<b>Graduación</b>	Graduación 1/10ml con marca de anillo azul	Graduación de 2/10ml con una marca de anillo rojo
<b>Seguridad</b>	Libre de RNasa, DNasa y ADN humano	
<b>Estéril</b>	Esterilizado con rayos gamma	

## ACCESORIOS

N/A

## OPCIONALES

N/A

## CONDICIONES

<b>Garantía</b>	8 días después de la facturación
<b>Presentación</b>	1 Unidad

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**