




FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-
GC-012
Versión: 02
1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Gradilla para tubos	
MARCA	M&G	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		PP

DESCRIPCION

Gradilla para tubos de ensayo sirve para almacenar y transportar muestras contenidas en dichos tubos. Son de gran utilidad en laboratorios. De tal manera que permita organizar, clasificar y proteger las muestras.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	PP 13 60	PP 13 90	PP 17 40	pp 17 60
Dimensiones	165 x 100 x 68 mm	244 x 100 x 68 mm	165 x 100 x 68 mm	244 x 100 x 68 mm
Peso	65 g	95 g	65 g	95 g
Capacidad	60 tubos x 13 mm	90 tubos x 13 mm	40 tubos x 16 mm	60 tubos x 16 mm
Material de construcción	Polipropileno			

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía 8 días después de facturación

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización version, logo y codificación	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S