


Centrifuga Clínica

CellSpin II

- Ideal para experimentos de citología
- Capacidad para 12 portaobjetos (volumen de hasta 0,6 ml)
- Almacena hasta 30 programas definidos por el usuario
- Para concentrar un número reducido de células en una zona específica del portaobjetos
- Función de arranque y parada suaves para una aceleración y deceleración graduales. Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
- La tapa se abre automáticamente al finalizar el ciclo




Especificaciones Tecnicas

		CellSpin II*
Velocidad	RPM máx. / Ángulo fijo	3,000 rpm
RCF (xg)	RCF máx. / Ángulo fijo	1,175 xg
Capacidad máx. / Ángulo fijo		12 portaobjetos x 0,6 ml
ACC/DEC	Rampas Acel./Desac.	DEC 2 pasos (Softstop)
	Tiempo de acel. máx.	50 / 50 sec
	Tiempo de desacel. máx	35 / 183 sec
Control del tiempo		<100 min, continuo
Memoria de programa		30
Nivel de ruido		≤ 60 dB
Umbral de desequilibrio		Si
Dimensiones (ancho x profundidad x altura, mm)		318 x 436 x 260
Peso sin rotor		23 kg
Consumo de energía		556 VA
Fuente de alimentación (V/Hz)		210~240V, 50/60 Hz (110V opcional)
Cat. No.		CE-II

* Registrado como dispositivo médico ante el MFDS1)

1) MFDS: Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (Corea)

Rotor de ángulo fijo para CellSpin II

Rotor		Capacidad del tubo	Max. RPM (rpm) Max. RCF (xg)
A-cyto-12 	Tipo: Rotor de ángulo fijo Capacidad máx.: 12 x 0,6 ml Dimensiones (ø x Al): ø233,5 x 65 mm Radio: 116,8 mm Incluye 12 juegos de citoceldas	 Accesorio Cytocell 12 portaobjetos x 0,6 ml	3,000 1,175

* Radio: Desde el centro del rotor hasta el extremo interior del soporte de tubos.

