




FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-IN-039

Versión: 03

2026/04/29

INGENIERÍA

EQUIPO	Silla para donación de sangre extramural	
MARCA	ALTIUS CARE	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	

ACD 0425

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Silla para donación extramural, silla plegable y portátil para facilitar el trabajo de transporte en campañas. Cuenta con una estructura tubular fácil de limpiar. Terminada en pintura electrostática para soportar el trabajo pesado. **Brinda posición de TRENDELEMBURG.**

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	ACD 0425
Estructura	Acero cold rolled
Medidas en posición abierta	Largo total 152 cm - Alto total 126 cm - Ancho total 67 cm
Medidas en posición plegada	Alto 128 cm - Ancho 67 cm - Fondo 38 cm
Peso	20 Kg
Medidas funcionales	Altura del asiento 56 cm - Ancho útil del asiento 50 cm
Acabado metálico	Pintura electrostática poliéster
Colchoneta superior	Colchoneta superior Espuma acolchada tapizada
Tela de colchoneta	Varadero Ópalo: Favorece la limpieza frecuente, la resistencia al uso y una apariencia institucional acorde con entornos de atención.
Sistema de fijación textil	Cintas, velcro y refuerzos posteriores
Sistema de cierre plegado	Correa de seguridad textil
Sistema de movilidad	Ruedas para transporte en posición plegada
Garantía	6 meses
Capacidad de carga	100 kg

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S