

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Estabilizadores de temperatura	
MARCA	M&G	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		TS 22 C

DESCRIPCION

Estabilizadores de temperatura que contienen una solución de mezclas de agua y parafina, estos módulos modulares han sido diseñados para el transporte y almacenamiento a temperatura constante de productos sensibles a la temperatura como plaquetas y PRP.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	TS 22C 200	TS 22C 650	TS 22C 1000	TS 22C 2000
Dimensiones	165 x 88 x 21 mm	210 x 130 x 40 mm	360 x 210 x 18 mm	380 x 215 x 26 mm
Material de construcción	HDPE			
Temperatura	22 ° C			
Peso	200 g	700 g	1 Kg	2. 2 Kg
Capacidad	200 ml	650 ml	1000 ml	2000 ml

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

22CTHERM Indicador de temperatura

CONDICIONES**Garantía**

1 mes

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S