

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Tubos para PCR	
MARCA	Genfollower	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		PCR002FG

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Tubos de PCR garantizan una transferencia de calor eficiente y uniforme. La aplicación más común de los tubos incluye varios experimentos de bioquímica y biología molecular que requieren PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	PCR002FG
Volumen	0.2 ml
Material de fabricación	Polipropileno
Dimensiones	(Al.) 2.15 cm
Esterilizables	En autoclave a 121 °C
Diametro	5 mm
Seguridad	Libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano y endotoxinas
Tapa	Tapa plana a presión a prueba de fugas

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía	8 días después de la facturación
Presentación	Bolsa x 1000 unidades

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S