

FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001



ISO 14001




ISO 13485




ISO 45001



Características



La pared más fina en la entrada ofrece un tacto más suave y ayuda a reducir la tensión en la muñeca durante un uso prolongado




Más graduaciones permiten cubrir una mayor variedad de volúmenes y conseguir un pipeteo más preciso.

Libre de DNasa, RNasa y ADN. Sin ADN humano y sin endotoxinas

ISO
Clase 08

La bolsa no presenta fugas. Sellado al 100 % para una auténtica preesterilización



El color distinto de la oblea te ayuda a identificar el tipo de punta



Materia prima

Fabricado en polipropileno (PP) natural mediante moldes pulidos con acabado de diamante.

Muestras representativas de la materia prima han superado los ensayos de Reactividad Biológica USP 88, in vivo, para plásticos de Clase VI (ensayo de inyección sistémica, ensayo intracutáneo y ensayo de implantación), así como los ensayos de Reactividad Biológica USP 87, in vitro, para materiales poliméricos (ensayo de elución). Además, las pruebas fisicoquímicas de este producto cumplen los límites establecidos por la USP.

Los filtros de las puntas con filtro están fabricados en polietileno (PE).


¡Estamos abiertos a nuevas ideas!



Aplicación

Compatibilidad universal con pipetas Eppendorf, Gilson y otras marcas.

La gradilla de puntas cumple la norma ANSI-SLAS, lo que la hace compatible con estaciones de trabajo que utilizan puntas no exclusivas o no específicas.



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001

ISO 14001



ISO 13485

ISO 45001



Gama de productos

Volumen	Descripción	Embalaje
10μL, corta	Puntas de pipeta con filtro de 10μL cortas, Nature, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
10μL, media	Puntas de pipeta con filtro de 10μL medias, Nature, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
10μL, larga	Puntas de pipeta con filtro de 10μL largas, Nature, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
20μL	Puntas de pipeta con filtro de 20μL, Nature, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
50μL	Puntas de pipeta con filtro de 50μL, Nature, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
100μL	Puntas de pipeta con filtro de 100μL, color natural, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
200μL	Puntas de pipeta con filtro de 200μL, color natural, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
300μL	Puntas de pipeta con filtro de 300μL, color natural, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
1000μL	Puntas de pipeta con filtro de 1000μL, color natural, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
1250μL	Puntas de pipeta con filtro de 1250μL, color natural, estériles, libres de RNasa y DNasa	En gradilla y en bolsa
Tipo Eppendorf 10uL, largas	Puntas de pipeta con filtro largas de 10uL, filtro de doble capa, color natural, estériles, Libres de RNasa y DNasa	En gradilla
Tipo Eppendorf 100uL	Puntas de pipeta con filtro 100uL, filtro de doble capa, Nature, estériles, Libres de RNasa y DNasa	En gradilla
Estilo Eppendorf 200uL	Puntas de pipeta con filtro 200uL, filtro de doble capa, Nature, estériles, Libres de RNasa y DNasa	En gradilla
Estilo Eppendorf 300uL	Puntas de pipeta con filtro 300uL, filtro de doble capa, Nature, estériles, Libres de RNasa y DNasa	En gradilla

SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO9001



ISO13485





ISO14001



ISO45001





Dibujo técnico - 10 μ L corto



(Unidad: mm)



Dibujo técnico - 10 μ L medio



(Unidad: mm)

SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001

ISO 14001





ISO 13485



ISO 45001



Dibujo técnico - 10 μ L largo



Dibujo técnico - 20 μ L



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001

ISO 14001





ISO 13485



ISO 45001



Dibujo técnico - 50 μ L



Dibujo técnico - 100 μ L



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001

ISO 14001





ISO 13485



ISO 45001



Dibujo técnico - 200 μ L



Dibujo técnico - 300 μ L



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001



ISO 13485





ISO 14001





ISO 45001



Technical Drawing - 1000 μ L



Dibujo técnico - 1250 μ L



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001

ISO 14001





ISO 13485



ISO 45001



Dibujo técnico - estilo Eppendorf 10uL, largo



Dibujo técnico - estilo Eppendorf 100uL



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Puntas de Pipeta de Gran Volumen



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485


ISO 45001



Dibujo técnico - Estilo Eppendorf 200uL



Dibujo técnico - Estilo Eppendorf 300uL



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

