

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Bolsa herméticas de seguridad	
MARCA	M&G	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		TE GREEN

DESCRIPCION

Bolsas herméticas de seguridad para el transporte de componentes sanguíneos

DATOS TECNICOS	REFERENCIA				
	TE 404001 GREEN	TE 404002 GREEN	TE 404003 GREEN	TE 404004 GREEN	TE 404005 GREEN
Dimensiones bolsas	195 x 335 mm	225 x 410 mm	300 x 450 mm	485 x 460 mm	250 x 330 mm
Beneficios	Cierre hermético al agua y al aire , apertura de tira de rasgado, numeración por código de barras para identificar y rastrear las bolsas.				
Material de construcción	HDPE				

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES**Garantía**

8 días después de facturación

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S