



**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-  
GC-012  
Versión: 02  
1/11/2022

**GESTION DE CALIDAD**

<b>PRODUCTO</b>	Soporte para tubos de orina		
<b>MARCA</b>	M&G		
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A		
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A		
		<b>PU 6</b>	<b>PU 18</b>

**DESCRIPCION**

Gradilla para tubos de ensayo sirve para almacenar y transportar muestras contenidas en dichos tubos. Son de gran utilidad en laboratorios. De tal manera que permita organizar, clasificar y proteger los tubos.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	PU 6	PU 18
<b>Dimensiones</b>	213 x 140 x 70 mm	425 X 213 X 70 mm
<b>Peso</b>	55 g	65g
<b>Capacidad</b>	6 vasos de 60 mm	18 vasos de 60 mm
<b>Material de construcción</b>	Polipropileno expandido	

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES**

**Garantía** 8 días después de facturación

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería

**ELABORADO POR**  
Ingeniería

**REVISADO POR**  
Especialista de producto

**APROBADO POR**  
Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**