


EQUIPO	Carretilla kit de donación	
MARCA	BPL	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	

SPD-1510
DESCRIPCION DEL EQUIPO

Carretilla para el transporte de sillas para donación de sangre extramural con tope y elástico para asegurar las sillas, van aseguradas por medio de un elástico resistente de alta calidad, también cuenta con un espacio para los accesorios, de manera que podemos transportar tanto sillas y accesorios de donación de manera práctica. Es liviana, plegable, fácil de manejar y almacenar. Para facilitar su traslado de un lado a otro cuenta con unas ruedas en la parte inferior las cuales permiten su fácil deslizamiento sin necesidad de levantarlas.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
Material de construcción	Acero Inoxidable
Dimensiones	(La. x An. x Al.) 79 cm x 44.5 x 121 cm
Sujetador	Elástico para asegurar las sillas
Peso	12.5 Kg

ACCESORIOS

Bolsillo para transportar accesorio del brazo

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES
Garantía

1 mes

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica