






## FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-IN-039

Versión: 03

2024/05/16

## INGENIERÍA

<b>PRODUCTO</b>	Caja isotérmicas			
<b>MARCA</b>	M&G			
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2023DM-0027449			
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA			
		<b>EMO 101</b>	<b>EMO 01P</b>	<b>TS 22 C / 22CTHERM</b>

## DESCRIPCION

Caja isotérmicas para el transporte y almacenamiento de plaquetas y PRP. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas. Etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA		
	EMO 101	EMO 102	EMO 103
<b>Dimensiones caja</b>	280 x 200 x 190 mm	330 x 260 x 190 mm	410 x 260 x 210 mm
<b>Dimensiones contenedor</b>	242 x 169 x 155 mm	305 x 245 x 155 mm	390 x 230 x 173 mm
<b>Dimensiones pila</b>	165 x 88 x 21 mm		
<b>Material de construcción caja</b>	Capa externa: poliéster Aislamiento: aluminio y polietileno expandido		
<b>Material de construcción contenedor</b>	Contenedor y tapa en policarbonato, bandeja: plexiglás, manija: poliamida, ganchos: acero inoxidable, sello: silicona, revestimiento isotérmico: polietileno expandido		
<b>Material de construcción pila</b>	HDPE		
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	Apto para transporte de media distancia (máx. 2 horas)		
<b>Capacidad x contenedor</b>	5 L / 1 bolsas de 500ml	10 L / 2 bolsas de 500ml	15 L / 4 bolsas de 500ml
<b>Peso caja</b>	420 g	620 g	780 g
<b>Peso contenedor</b>	750 g	1,2 Kg	1,8 Kg
<b>Peso pila</b>	220 g		
<b>Temperatura</b>	20 a 22°C		
<b>Tamaño estabilizador</b>	200 ml		

## ACCESORIOS

- EMO 101:** 1 caja isotérmica + 1 contenedor EMO 01P + 1 estabilizador (TS 22C 200) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)  
**EMO 102:** 1 caja isotérmica + 1 contenedor EMO 02 S + 2 estabilizadores (TS 22C 200) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)  
**EMO 103:** 1 caja isotérmica + 1 contenedor EMO 03 M + 3 estabilizadores (TS 22C 200) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)

## OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

## CONDICIONES

<b>Garantía</b>	1 mes
-----------------	-------