






FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-GC-012
 Versión: 02
 1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

EQUIPO	Incubadora de plaquetas			
MARCA	Helmer			
ORIGEN	Estados Unidos			
REGISTRO SANITARIO	2020DM-0022156			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA			
		PC100-PRO	PC900-PRO	PC1200-PRO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Las incubadoras de plaquetas Pro Line están diseñadas para trabajar junto con los agitadores de plaquetas Pro Line para el almacenamiento de plaquetas críticas que salvan vidas. Ofrecen innovaciones en rendimiento, confiabilidad, monitoreo y eficiencia para optimizar el almacenamiento de plaquetas. La interfaz de usuario de la pantalla táctil i.C3 está protegida con contraseña y proporciona monitoreo e información avanzados para garantizar la protección del producto almacenado.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA		
	PC100-PRO	PC900-PRO	PC1200-PRO
Rango de Temperatura / Set Point (°C)	20°C hasta 35°C		
Temperatura ambiente	15°C hasta 35°C		
Monitor	Pantalla táctil en color IC3		
Compatibilidad con Agitador	PF15-PRO	PF48-PRO	PF96-PRO
Sistema de refrigeración	Tecnología de bomba de calor termoeléctrica de estado sólido AdvanceCore con doble circulación de aire forzado peltier / agua refrigerante (en tubo de calor)		
Puertos de comunicación	USB, contactos de alarma remota, RJ45 (Ethernet), API		
Material	Acabado exterior/interior: recubrimiento en polvo resistente a las bacterias		
Seguridad	Puerta con cerradura, configuraciones protegidas con contraseña, entrada de PIN opcional a través de teclado		
Alimentación electrónica	110V-60HZ / Batería recargable de 12V		
Puertas	1/Vidrio		
Alarma	Visual / Audible: puerta abierta, temperatura alta-baja, fallo eléctrico		
Decibeles (dB)	42.2	49.6	49.2
Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)	528 x 670 x 429 mm	604 x 505 x 480 mm	1023 x 753 x 661 mm
Dimensiones internas (An x Al x Pr)	469 x 411 x 271 mm	661 x 753 x 661 mm	962 x 505 x 480 mm
Peso (Kg)	53	62	79

CERTIFICACIÓN

UL y CSA

ACCESORIOS

Cable de poder, laminas de separación, cables de comunicación

OPCIONALES

Certificado de calibración, validación de temperatura, batería de respaldo de sistema completo integrada, alarmas remotas, papel cuadrículado, guía de validación(1900)

CONDICIONES

Garantía 1 año

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S