

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Codigo: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Bolsa de seguridad fotoprotectora	
MARCA	M&G	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	

BFA**DESCRIPCION**

Bolsas fotoprotectoras para el transporte de fármacos fotosensibles

DATOS TECNICOS	REFERENCIA				
	BFA 010	BFA 020	BFA 030	BFA 040	BFA 050
Dimensiones bolsas	100x230 mm	100x360 mm	130x300 mm	170x350 mm	350x440 mm
Material de construcción	Polietileno de 70 micras con barrera UV , filtro óptico que bloquea las longitudes de onda provocando la inactivación de sustancias y preparados fotosensibles, agujeros para conectores de tubo y soportes, banda adhesiva para sellar				

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES**Garantía**

8 días después de facturación

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S