



FORMATO FICHA TECNICA

Código: F004 - ING

Versión: 01

INGENIERIA

Vigencia: junio 05 de 2022

Lugar de archivo: AZ – BD2

TIPO DE EQUIPO	VORTEX MIXER	MARCA	Hanil
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	MODELO	D-VM2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL			
DESCRIPCIÓN	VORTEX D-VM2 es utilizado para aplicaciones en mezclas suaves para la resuspensión del sedimento celular			
DIMENSIONES (W x D x H, cm)	13 X 15.5 X 15.5 , cm			
Datos Técnicos	VELOCIDAD MAX.	3,000 rpm	PESO	3 kg
	REQUERIMIENTOS ELECTRICOS	20 W	CABEZAL	Taza de mezcla Multi-taza Microplaca

DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO
PROVEEDOR Y FABRICANTE	BPL medical / Hanil
SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	Mantenimientos preventivos y correctivos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultra congeladores hasta -80°C. Si su interés es de servicios por evento o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. (sujetos a condiciones de venta)
CAPACITACIÓN	Como distribuidores para Colombia de Hanil., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. (Sujeto a condiciones de venta)

www.bpl.co
[Email: ventas@bplmedical.com](mailto:ventas@bplmedical.com)
 Calle 36 No.14 - 61
 PBX + 601 338 1028 - FAX + 601 338 2280
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S