BPL
Ciencia y tecnología para la vida



CENTRON

AccuMix™ CM745

MEZCLADOR DE RECOLECCIÓN DE SANGRE

Centron

Smart Solutions for Smarter Bloodbanking



AccuMix™ CM745

MEZCLADOR PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE


■ Características

- Solución perfecta y rentable
- Tecnología comprobada de pesaje y mezcla precisa
- Calibración de peso sencilla mediante método digital
- Batería de ion-litio de gran capacidad para uso portátil
- Batería de respaldo integrada para emergencias
- Alarmas visuales/sonoras
- Escáner de códigos de barras para verificación de etiquetas
- Bolsa de transporte de lona

Simplicidad refinada, lista para lo que necesites

- Conéctalo y listo, cambia y empieza a trabajar.
- Su estructura compacta y ligera junto con su diseño ergonómico garantiza una configuración intuitiva y un uso fácil.
- Nuestra balanza de pesaje y conteo confiable es precisa por su celda de carga de alta resolución (tecnología de medición mejorada y control de vibraciones) que ofrece estabilidad y exactitud basadas en la seguridad y el peso para ofrecer un conteo preciso en cualquier momento y lugar.





Módulo de sujeción intercambiable

- El módulo de sujeción intercambiable permite cambiar fácilmente entre diferentes accesorios adaptados a distintos pesos o volúmenes de artículos.
- También permite una instalación rápida y sencilla de los accesorios para el conteo o pesaje por parte del usuario.





Pantalla LCD clara y visualización de volumen objetivo

- La pantalla LCD ergonómicamente inclinada es fácil de leer y de usar. La pantalla LCD de color claro muestra de manera precisa el volumen objetivo, el peso unitario, el total acumulado y el estado de los íconos de operación y de alarma.
- La pantalla de volumen objetivo siempre muestra el volumen objetivo preestablecido.





Parámetros operacionales ajustables y varias alarmas visuales/sonoras

- Recolección de volumen objetivo, cambio de alarma, configuración de la fuente de sonido (zumbador) y especificación del usuario ajustable.
- Alarma de terminación (zumbador) visible desde una distancia.



Escáner de códigos de barras

- Escáner de códigos de barras para verificación de etiquetas.
- El escáner de códigos lee la mayoría de las etiquetas de códigos de barras estándar, incluidas las de banco de alimentos GS1-128.





Sistema de batería dual

- Batería integrada (recargable) para uso de emergencia. En caso de un corte de energía de CA, la batería integrada puede suministrar energía durante 20 minutos para completar el ciclo actual de conteo. No se perderán los datos en caso de corte de energía de CA.
- Acepte el uso de batería de ion-litio de 6 V diseñada de forma compacta que permite 10 horas de funcionamiento. Disponible una batería de respaldo opcional de ion-litio BL101 de 6 V para hasta 15 horas de funcionamiento sin adaptador de CA.
- El paquete de baterías BL101 se carga en la unidad principal o en el cargador de baterías BC110.









CENTRON

AccuMix™ CM745

MEZCLADOR DE RECOLECCIÓN DE SANGRE

Tabla de opciones

	Elemento opcional	Nota
Elementos opcionales	• **Batería BL101**	• Batería de ion-litio de gran capacidad (recargable y reemplazable) que proporciona hasta 15 horas de funcionamiento
	• **Cargador de batería BC110**	• Para cargar la batería BL101
	• **Escáner de códigos de barras**	• Para verificación de etiquetas
	• **Bolsa de transporte de lona**	• Bolsa de lona resistente y liviana para transporte y almacenamiento
	• **Estuche de transporte**	• Estuche rígido para transporte y almacenamiento
	• **Bandeja grande**	• Compatible con todos los tipos de bolsas de sangre disponibles en el mercado
	• **Soporte para tubos de muestra**	• Permite hasta 2 tubos de muestra / Desmontable e intercambiable
	• **Peso de 500 g**	• Peso estándar de 500 g para calibración de peso

✱ Para más información sobre la personalización del producto y del empaque, visite nuestro sitio web.

Especificaciones

Producto	Mezclador para recolección de sangre
Modelo	CM745
Alimentación	18 V ⎓ 1.67 A + ⊖ −
Adaptador	100–240 V~ 50/60 Hz 1.5 A
Dimensiones	490 mm (ancho) / 290 mm (prof.) / 158 mm (alto)

Información

CE

DISTRIBUIDOR

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

Centron Corporation

Dirección: 44, Baekma-ro, Donam-gu, Anyang, Gyeonggi-do, Código postal 14059 / República de Corea
Teléfono: +82-31-422-7890 / **Fax:** +82-31-422-7866
Correo electrónico: info@centrons.com
Sitio web: www.centrons.com

✱ Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras del producto.