No te limites a sellar, SURESEAL



CENTRON
SureSeal™ SE160

SELLADOR DE TUBOS

La versatilidad viene de serie.

SureSeal™ SE160 está diseñado pensando en entornos de sellado de múltiples tubos. Ofrece una solución ideal, compacta y que optimiza el espacio.

Caracteristicas

- Calidad de sellado premium: nueva tecnología de sellado ancho
- Modo de Potencia Ajustable: la primera tecnología del mundo para optimizar el sellado Un solo sellador garantiza el mejor resultado con cualquier bolsa de sangre del mercado.
- Configuración para sellado de múltiples tubos: sellado secuencial automático
- Espaciado de sellado variable: 75, 80, 85, 90, 95 mm (o cualquier distancia hasta 200 mm bajo solicitud)
- Operación sencilla, sellado rápido, sin necesidad de precalentamiento
- Unidad manual de sellado lista
- Detección automática de tubería
- Detección de arco
- Indicador LED para mostrar el avance del sellado y las alarmas
- Aplicable a una amplia gama de tuberías para bolsas de sangre
- Protector de cabezal / guarda contra salpicaduras para la seguridad del usuario

Centron

Soluciones inteligentes para una gestión de sangre aún más inteligente

Nuevo cabezal de sellado de última generación

- La nueva tecnología de sellado garantiza un cierre seguro incluso en tuberías gruesas y delicadas, con una amplia superficie de sellado.
- Modo de potencia ajustable: el usuario puede seleccionar fácilmente la potencia de sellado según el fabricante de la bolsa de sangre, el tipo y las condiciones de funcionamiento. Gracias a la optimización mediante microajuste, se garantizan resultados fiables en todo momento.
- Por favor, facilítenos información sobre la bolsa de sangre y las condiciones de funcionamiento para recomendarle el modo de potencia adecuado.
- El sellado se inicia automáticamente al colocar el tubo en el cabezal de sellado.
- Protector del cabezal para un manejo seguro y sencillo: desmontable y fácil de limpiar.
- Diámetro del tubo compatible: 2-6 mm (1/4").



Protector contra salpicaduras
- Protege a los usuarios de salpicaduras accidentales de sangre
- Desmontable, fácil de limpiar

Lámpara indicadora
- Muestra el avance del sellado




Superficie de sellado amplia con muesca en el centro
- Sellado confiable que evita fugas
- Fácil de segmentar



Ejemplo de configuración para sellado de múltiples tubos

- Se incluyen barras de enlace para facilitar la instalación de varias unidades de cabezal de sellado.
- La unidad manual de sellado se puede acoplar a cualquier unidad principal.





Especificaciones

Producto	SELLADOR DE TUBOS
Modelo	SE160
Alimentación principal	100-250V~ 50/60Hz 250W
Dimensiones	Unidad principal: 69(W)mm/350L)mm/245(H)mm
	Unidad manual: 28(W)mm/204(L)mm/44(H)mm

Información

CE UL

DISTRIBUIDOR

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

Centron Corporation

Dirección: 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do,
Código postal 14059 / República de Corea
Teléfono: +82-31-422-7890 / Fax: +82-31-422-7866
Correo electrónico: info@centrons.com
Sitio web: www.centrons.com

※ Las especificaciones y el diseño pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.